


Neujahrsaktion Gültig bis 28.02.2018



Personenwaage MPE 250K100PM mit Stativ, inkl. Eichkosten

geeicht nach Klasse III - Medizinzulassung nach 93/42/EWG - rückseitige Zweitanzeige
- robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld -
sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle
zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig - große, rutschfreie Trittfläche -
Hold-Funktion BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht - 2 Rollen zum
bequemen Transport der Waage - Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit
für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden - Tragkraft 250 kg - Teilung: 100 g -
LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm - Abmessungen Wägeplatte (B x T x H):
365 x 360 x 80 mm - Gesamtabmessungen (B x T x H): 365 x 450 x 1020 mm -
Batteriebetrieb möglich, 6 x 1,5V AA (nicht im Lieferumfang enthalten),
Betriebsdauer bis zu 20 Std. - Akkubetrieb optional (KSB MBC-A08) - Netzteil
(extern) serienmäßig - Datenschnittstelle RS232 serienmäßig - Nettogewicht: ca. 12 kg
KSB MPE250K100PM



NUR: 389,- Euro (statt 468,- €)

Step-On-Personenwaage MPD250K100M inkl. Eichkosten

geeicht nach Klasse III - Medizinzulassung nach 93/42/EWG - robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch
im professionellen Umfeld - einfachste Bedienung - ein Tippen des Fußes genügt zum Einschalten der Waage -
ergonomisch optimierte Bauform - hygienisch und leicht zu reinigen - sicheres und rutschfreies Aufstellen durch
höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig - große Trittfläche mit
rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit - Tragkraft 250 kg -
Teilung: 100 g - hinterleuchtetes LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm - Abmessungen Wägeplatte (B x T x H):
365 x 360 x 80 mm - Batteriebetrieb möglich, 6 x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer
bis zu 20 Std. - Netzteil (extern) serienmäßig - Nettogewicht: ca. 10 kg
KSB MPD250K100M



NUR: 284,- Euro (statt 343,- €)

Elektronische Glas-Personenwaage Gisa, mit Motiv

mit abgerundeten Ecken - gut ablesbare LCD Display - 30 mm Ziffernhöhe - flache Bauhöhe - umschaltbar
kg/lb/st - Vibration-On Technologie - Abschaltautomatik - Teilung: 100 g - Tragkraft: 150 kg - Abmessungen:
31 x 30 x 1,9 cm - Energiequelle: 1 x CR 2032 Batterie

KOR 73243: pink
KOR 77084: schwarz
KOR 74895 grün
KOR 74893 lila



NUR: 16,70 Euro (statt 26,04 €)

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Untersuchungsliege, lackiert inkl. Rollenhalter

Standardfarben:

MEG 940050.3330	Bezug:	weiß
MEG 940050.3333		chrom
MEG 940050.3348		royal
MEG 940050.3349		schwarz



mit 2 Raster Breite: 65 cm Höhe: 65 cm Länge: 195 cm max. Tragkraft: 220 kg Lackierung: RAL 9016 Rollenhalter für Ärztekrepp bis 53 cm Breite

In vielen weiteren Farben lieferbar – fragen Sie bei uns an!

NUR: 259,- Euro (statt 392,79 €)

Direktanlieferung an Praxis durch Spedition, Zur Selbstmontage (4 Schrauben)

Rollhocker Polster 70 mm, mit schwarzem Kunststofffußkreuz

Standardfarben:

MEG 940515.3330	Bezug:	weiß
MEG 940515.3333		chrom
MEG 940515.3348		royal
MEG 940050.3349		schwarz



schwarze Säule, Fußkreuz: Ø 60 cm, Polsterstärke: 70 mm, Sitzfläche Ø 38,5 cm, höhenverstellbar von 45 - 59 cm, harte Rollen für weiche Böden, max. Tragkraft 135 kg

In vielen weiteren Farben lieferbar – fragen Sie bei uns an!

NUR: 74,90 Euro (statt 89,90 €)

Blutentnahmestuhl, Gestell weiß Aluminium

Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet weiß Aluminium RAL 9006, Sitz, Rückenlehne und Armlehne kunstlederbezogen, Stuhlbreite: 64,5 cm inkl. Armlehnen, Gesamthöhe: 86,5 cm, Sitzfläche: 45,5 x 46,5 cm, Tragkraft: 225 kg (Verpackungsmaß: H 86 x B 67 x T 64 cm)

Schwarz:	MEG 940565
Weiß:	MEG 940560



NUR: 250,- Euro (statt 304,- €)

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Stethoskop Flachkopf ratiomed

ausgezeichnete Akustik durch ultraleichtes Aluminium-Bruststück, außen liegende Ohrbügelfeder, mit weißen, harten Schraub-Ohrlöwen, 100% latexfrei und nickelfrei, Flachmembrane: 43 mm Ø, Gesamtlänge: 80 cm, Gewicht: ca. 77 g

lieferbar in den Farben:

schwarz	MEG 641001
blau	MEG 641001.1
grün	MEG 641001.3
rot	MEG 641001.4
gelb	MEG 641001.5
grau	MEG 641001.6
pink	MEG 641001.7
weiß	MEG 641001.8
orange	MEG 641001.9



NUR: 3,30 Euro (statt 5,50 €)

Stethoskop Doppelkopf ratiomed

ausgezeichnete, variable Akustik durch Doppel-Bruststück, der Trichter des Bruststückes ist mit einem Kälteschutzring aus Gummi ausgestattet, außen liegende Ohrbügelfeder, mit weißen, harten Schraub-Ohrlöwen, 100% latexfrei und nickelfrei. Membrane: 43 mm Ø, Trichter: 30 mm Ø, Gesamtlänge: 80 cm, Gewicht: ca. 90 g

lieferbar in den Farben:

schwarz	MEG 641002
blau	MEG 641002.1
grün	MEG 641002.3
rot	MEG 641002.4
gelb	MEG 641002.5
pink	MEG 641002.7
weiß	MEG 641002.8
orange	MEG 641002.9



NUR: 3,90 Euro (statt 6,50 €)

Bosotherm diagnostic kontaktloses Infrarot Thermometer

hygienisch und bequem, ohne Berührung sichere Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde, großes Leuchtdisplay, Alarmsignal bei Fieber, für Körper- und Oberflächentemperaturen, Speicher für 30 Messwerte, inkl. praktischer Aufbewahrungstasche und Batterien
BOS 5210030

NUR: 28,50 Euro (statt 35,53 €)



Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

NEUJAHRSAKTION



WIR BESTELLEN...

Artikel	Art.Nr.	Aktionspreis	Bestellmenge
Personenwaage MPE 250K100PM mit Stativ	KSB MPE250K100PM	389,- €	
Step-On-Personenwaage MPD250K100M	KSB MPD250K100M	284,- €	
Elektronische Glas-Personenwaage Gisa	Bitte Art.Nr. der gewünschten Farbe angeben!	16,70 €	
Untersuchungsliege lackiert inkl. Rollenhalter	Bitte Art.Nr. der gewünschten Farbe angeben!	259,-€	
Rollhocker Polster 70 mm, mit schwarzem Kunststofffußkreuz	Bitte Art.Nr. der gewünschten Farbe!	74,90 €	
Blutentnahmestuhl, Gestell weiß Aluminium Schwarz Weiß	MEG 940565 MEG 940560	250,- €	
Stethoskop Flachkopf ratiomed	Bitte Art.Nr. der gewünschten Farbe angeben!	3,30 €	
Stethoskop Doppelkopf ratiomed	Bitte Art.Nr. der gewünschten Farbe!	3,90 €	
Bosotherm diagnostic Thermometer	BOS 5210030	28,50 €	

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Gültig bis: 28.02.2018

Lieferung frei Haus ab einem Bestellwert von 75,- €, darunter berechnen wir 5,- € Versandkosten. Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Datum/Unterschrift

Absender/Stempel/Ansprechpartner