

EFFIZIENZ UND SICHERHEIT AM OP-TISCH

PRObox



DEUTSCHE PREMIUM QUALITÄT ZU BESTPREISEN!

- Verringerung des Verletzungsrisikos
- Direkte Entsorgung am OP-Tisch
- Einfaches Nachzählen der verbrauchten Materialien dank eingezogener Stege
- 6 Fächer zum Ablegen gebrauchter Skalpellklingen
- Sterilisierbar bei 134°C, im Container oder separat verpackt
- Sicherheitsverschluß gewährt ordnungsgemäße Entsorgung (Öffnen ohne Gewaltanwendung ist nicht mehr möglich)
- Größe (geschlossene Box): L: 11 cm, B: 9,5 cm, H: 2 cm
- Gewicht: 33 g

FAX
07305 / 93 93 620-99
BESTELLUNG

	BESTELLMENGE		VE	Artikel Nr.	Preis / Box
①	_____	PRObox	100er Pack	MS-1000/ 100	0,84 €/Box
②	_____	PRObox	500er Pack	MS-1000/ 500	0,79 €/Box
③	_____	PRObox	1.000er Pack	MS-1000/1000	0,75 €/Box
④	_____	PRObox	5.000er Pack	MS-1000/5000	0,69 €/Box

Es gelten die Preise unserer aktuellen Preisliste, sowie unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Datum / Unterschrift

Absender / Stempel / Ansprechpartner