


SICHERE LAGERUNG AM OP-TISCH **PROfix**



PATIENTENLAGERUNGSSCHIENE PROfix – EFFIZIENZ UND SICHERHEIT AM OP-TISCH

- optimale Fixierung der Arme am OP-Tisch
- Patient hält durch eigenes Körpergewicht die zwei Lagerungsschienen
- durch die halbrunde Form wird der Arm des Patienten geschützt
- einfach mit Wischdesinfektion zu reinigen
- durch Verschieben der Schienen optimal auf die Größe des Patienten anpassbar
- auf Wunsch auch gepolstert lieferbar
- extrem bruchfest
- Größe: L: 40 cm / B: 32 cm / H: 17 cm
- Gewicht: 900 g



Ein deutsches Innovationsprodukt!

JETZT BESTELLEN...

FAX
07305/93 93 620-99
BESTELLUNG

	BESTELLMENGE	VE	Artikel Nr.	Preis / Paar
①	_____		PROfix Schiene	1 Paar MS1010 249,- €
②	_____		PROfix Polsterung	1 Paar MS1020 99,- €

Es gelten die Preise unserer aktuellen Preisliste, sowie unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Datum / Unterschrift

Absender / Stempel / Ansprechpartner